



First Pro

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NITRILO



GRUPO MARCOM PERU
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPCIÓN

Suave acabado interno que permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.

Hipoalergénico, Biodegradable.

Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar.

Dedos rectos - Texturizados.

Borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura.

Espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria.

Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485

Vida útil: 5 años.

Distribuido por



INDICACIONES DE USO:

El Guante de Nitrilo de un solo uso, se utiliza para examinar. Son una alternativa para aquellas personas con alergia a los guantes de látex. Proporciona una excelente protección contra la abrasión y pinchazos, con resistencia química a la mayoría de los líquidos. Proporciona una excelente sensibilidad táctil con comodidad. Garantiza una protección óptima de barrera. Se han diseñado para la realización de exámenes en odontología, Médicos, bacteriología, pediatría y odontopediatría, Veterinarios, Centros de Salud, salones de belleza, centros de tatuaje, preparación y manipulación de alimentos, mantenimiento en general. Antes del uso: manos limpias, quitarse anillos, relojes, etc., que puedan romperlo. Después del uso: Lavarse las manos con jabón suave y secarse con toalla limpia o papel desechable. Método de desecho: debe desecarse como material contaminado. En caso de perforación o desgarro: quitarse el guante, lavarse las manos y ponerse un par nuevo.

PRECAUCIONES:

Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto. Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal.

No deben ser usados cerca a una llama o algún material con potencial de ignición

Almacenar a temperatura ambiente. Consérvese en un lugar fresco y seco. Evite temperaturas elevadas. No exponga de manera prologada al sol.

PRESENTACIÓN:

Caja x 100 unidades en color azul y negro.

Tallas: XS, S, M, L.

DIMENSIÓN:

Tamaño del Guante	Ancho de la palma	Longitud Disponible
XS	60 – 80	9"
S	70 – 90	9"
M	85 – 105	9"
L	100 – 120	9"

ESPESOR

Ubicación de la Medición de Espesores	Solo pared (mm)
Dedos (a 13±3mm de la yema de los dedos)	Min: 0.07
Palma (al centro de la palma)	Min: 0.07
Cuello (a 25±5mm extremo del puño)	Min: 0.06